


SPRITZENPRÜFVORRICHTUNG NACH DIN EN ISO7886-1 Fig.E1


zur Prüfung von sterilen Einmalspritzen für medizinische Zwecke.

Bestimmung der Kräfte, die erforderlich sind, um den Kolben zu bewegen.

- inkl. Halter und Einsätze zum Prüfen von Spritzen mit unterschiedlichen Durchmessern
- inkl. höhenverstellbarem Abstelltisch für Flüssigkeitsbehälter
- mit Gummibacken für Glasspritzen und mit Pyramidenbacken für Kunststoffspritzen


Artikel-Nr.:	THS727-80	
Max. Kraft:	50 N	
Anschluss:	Af159 oder Af20. Weitere Anschlüsse auf Anfrage.	
Halter und Einsätze:	Edelstahl	
Tassenablage:	Aluminium, eloxiert	
Temperaturbereich:	0 ... +70°C Weitere Temperaturbereiche auf Anfrage	
Gewicht:	2,7 kg pro Vorrichtung inkl. Einsatz und Abstelltisch für Flüssigkeitsbehälter	
Lieferumfang:	1 Vorrichtung	

Beispiel**THS727-80 Halter mit Einsätzen zur Prüfung von Spritzen 3 ml, 10 ml und 20 ml:**



THS727-80-A-B-C

A = Durchmesser von Spritzenzylinder
B = Kolben-Durchmesser
C = Anschluss



THS727-80-13-12-Af159

A = 13 mm
B = 12 mm
C = Af159


Beispiel für Sonderversionen:



THS727-80-H500

Höhe 500 mm

Artikel-Nr.:	THS727-100
Einstellbare Öffnung:	4 – 38 mm
Anschluss:	Af159 oder Af20. Weitere Anschlüsse auf Anfrage.
Material:	Edelstahl
Backen:	Gummibeschichtet
Tisch:	Aluminium, eloxiert
Temperaturbereich:	0 ... +70°C Weitere Temperaturbereiche auf Anfrage
Gewicht:	2.4 kg pro Vorrichtung inkl. Abstelltisch für Flüssigkeitsbehälter
Lieferumfang:	1 Vorrichtung. Abstelltisch für Flüssigkeitsbehälter (Artikel-Nr. THS727-100-Tbl) muss separat bestellt werden.



Siehe [Animation](#)

02.03.2026OI

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Seite 3 von 3